Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Laboratório Avançado de Física

EFEITO FOTO ELÉTRICO

Introdução

O fenômeno no qual elétrons são emitidos de uma superfície metálica quando incide nesta um feixe de luz é chamado de <u>efeito fotoelétrico</u>, e os elétrons emitidos são chamados fotoelétrons. Este fenômeno foi descoberto por Hertz em 1887, e explicado pela teoria quântica de Einstein em 1905.

As propriedades observadas do efeito fotoelétrico divergem das previsões da teoria ondulatória clássica, onde a radiação eletromagnética se comporta como uma onda no processo de ejeção de fotoelétrons de uma superfície onde ela incide. Nessa teoria ondulatória do efeito fotoelétrico, a energia cinética adquirida pelos elétrons, proveniente da radiação incidente sobre elas, deveria aumentar à medida que aumenta a intensidade da radiação. A experiência mostrou que esta energia cinética máxima dos fotoelétrons independe da intensidade da radiação. Uma segunda divergência reside na existência de uma freqüência de corte ν_0 abaixo da qual nenhum fotoelétron é liberado pelo material. Na teoria ondulatória, a radiação incide de qualquer freqüência ν deve ter condições de fornecer energia suficiente aos elétrons de modo a facilitar o seu escape do material. Finalmente surge uma terceira divergência baseada na inexistência de atraso mensurável entre o instante em que a radiação começa a iluminar a superfície e o instante em que o primeiro fotoelétron é ejetado.

Foi em 1905 que Einstein formulou sua teoria quântica do efeito fotoelétrico em que explicou completamente todos os pontos não explicados pela Física Clássica. Einstein usou a teoria de Planck (1901) como aspecto fundamental ao afirmar que a radiação eletromagnética é quantizada, isto é, a energia da radiação é dada em forma de pacotes de energia.

$$E = hv \tag{1}$$

chamado de "Quantum de energia" (ou fóton) associado à freqüência ν da radiação e h é a constante de Planck.

Na teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico, toda a energia do fóton ou quantum de energia é transferida a um único elétron do metal e quando este sai da superfície do metal, terá uma energia cinética $E_{\rm c}$ dada por

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = hv - e\phi \tag{2}$$

onde o termo $e\phi$ é a correção da energia necessária para liberar o elétron da superfície metálica. ϕ é chamada de "função trabalho" ou seja, sempre que $h\nu > e\phi$ será possível a emissão de fotoelétrons da superfície do metal. A função trabalho é característica de cada metal irradiado.

Nesta prática será usada a técnica do "Potencial de retardo" para medir experimentalmente a energia dos fotoelétrons em função da frequência da radiação.

A equação (2) dá uma reta. A função trabalho ϕ , que normalmente não é conhecida, é obtida quando $h\nu_0=e\phi$, onde ν_0 é a freqüência mínima necessária para a liberação de elétrons da superfície metálica, (a freqüência de corte).

Experimentalmente o que é medido é o potencial de retardo. Neste caso $E_c = eV_0$, então a equação (2) pode ser reescrita como sendo

$$V_0 = (h/e)v - \phi \tag{3}$$

Agora ϕ pode ser medido diretamente da experiência ao extrapolar a equação (3) para $\nu = 0$. A confirmação experimental da teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico, contida na equação (3), foi feita por Millikan em 1914.

A figura 1 mostra o esquema elétrico para a medida da fotocorrentes usando um eletrômetro sensível G. A fotocélula é composta de uma superfície limpa do metal que será estudado (cátodo K) e um ânodo de platina P, ambos selados à vácuo. A fotocorrente surge quando a radiação incide sobre o cátodo.




Figura 1: Circuito elétrico para a medida das fotocorrentes. O ânodo \underline{P} pode ficar com polaridade negativa (1) ou positiva (2) com respeito ao cátodo K.

Se um potencial negativo V é aplicado no ânodo, só os elétrons com energia $E_c > eV$ atingirão o ânodo, sendo que, para algum potencial V_0 nenhum elétron atingirá o ânodo. Este potencial de retardo V_0 multiplicado pela carga do elétron é igual à energia de emissão dos elétrons mais rápidos. Na prática os elétrons não são emitidos com a mesma energia e portanto, o limiar para V_0 não é abrupto. Além disso, efeitos de carga superficial reduzem ainda mais a definição do limiar.

A figura 2 mostra a curva característica corrente-voltagem da fotocélula para um determinado ν .




Figura 2: Curva característica corrente-voltagem para uma luz de intensidade *I* e freqüência *V*.

<u>Uma observação importante</u> é que o potencial de retardo determinado em (3) não considera um esquema de circuito fechado como mostra a figura 1. Isto é, as considerações tomadas para chegar na eq. (3) foi apenas na forma de circuito aberto. No entanto, é necessário considerar para efeito mensuráveis um circuito fechado em que os elétrons que vão do cátodo ao ânodo "sentem" um potencial diferente daqueles que foi aplicado. Este fenômeno é devido à diferença de <u>potencial de contato</u> que pode ser obtida usando o diagrama da figura 3. ϕ_c e ϕ_A são as funções trabalho do cátodo e do ânodo respectivamente e $\phi_c \neq \phi_A$ (ver ref. 6).

Se for aplicado um potencial externo V' entre as junções metálicas, então os elétrons do ânodo estarão a um potencial V' mais alto que os elétrons do cátodo e as perdas de energia no circuito fechado da figura 3 é zero. Se V é o potencial sentido pelo elétron, então

$$-e\phi_c + eV + e\phi_A - eV' = 0$$

ou

$$V = V' - (\phi_{\perp} - \phi_{c}) \tag{4}$$

 $(\phi_A - \phi_c)$ é a diferença de potencial de contato (dpc) (em geral $\phi_A > \phi_c$) que também é o fator de correção para o potencial V'.

Combinando as equações 2 e 4 no caso em que a emissão cessa ao aplicar um potencial de retardo V_0 , obtém-se

$$V_0 = V_0' + (\phi_A - \phi_c) \tag{5}$$




Figura 3: Diagrama dos potenciais do cátodo e do ânodo. As setas indicam a direção em que os elétrons perdem energia.

$$e|V_0| = \frac{1}{2}mv^2 = hv - e\phi_c$$
 (6)

tal que

$$|V_0'| = (h/e)\nu - \phi_A \tag{7}$$

Um gráfico do potencial de retardo <u>aplicado V'</u>, em função de ν , sem a correção da diferença de potencial de contato, resulta numa reta de coeficiente angular h/e, mas com a interseção em $\nu = 0$ igual a ϕ_A em vez de ϕ_C como previsto na equação 3, (veja também a ref. 6).

Utilizando os dados relativos à absorção de radiação eletromagnética numa superfície, podese calcular o valor da constante de Planck h (veja ref. 4). O valor comumente aceito é $h = 6.626 \times 10^{-34}$ joules – s.

EXPERIÊNCIA

Objetivo

O objetivo desta experiência é observar o efeito fotoelétrico devido à incidência de luz de um determinado comprimento de onda sobre uma superfície (cátodo) de potássio. A partir desses dados são determinados os valores da razão (h/e), a função trabalho, e a velocidade máxima com que os elétrons saem do metal.




Figura 4: Montagem para medidas do efeito fotoelétrico.

Equipamento utilizado

- 1- fotocélula
- 2- lâmpada de mercúrio
- 3- fonte de alimentação para lâmpada, tomada da rede elétrica
- 4- prisma de visão direta
- 5- fendas reguláveis ou fixas
- 6- lentes
- 7- eletrômetro Keithley 610C
- 8- fonte de tensão DC regulável
- 9- voltímetro DC
- 10-trilhos, cabo coaxial, fios de conexão

A célula fotoelétrica usada neste laboratório consiste de um cátodo de potássio (polido) e um ânodo de fio de platina em forma de anel. O sistema ótico que deve ser montado é mostrado, esquematicamente, na figura 4.

O esquema do circuito elétrico para a fotocélula é mostrado na figura 1 e também na figura 4 e como a corrente medida é muito pequena, recomenda-se usar um cabo coaxial para ligar a fotocélula ao eletrômetro. A lâmpada de mercúrio deve ser coberta para evitar que a luz branca espalhada incida sobre a fotocélula.

Uma vez feito o alinhamento da figura 4 deve-se verificar se a luz (tênue) incide sobre a superfície fotossensível da fotocélula, observe que a posição da fotocélula pode ser deslocada horizontalmente e perpendicular ao feixe de luz, é importante que a luz passe pela fenda que precede a fotocélula e incida sobre a superfície de potássio. Esta superfície quase plana de potássio é a parte fotossensível e encontra-se ligada a um contato metálico, na forma de chapéu na parte superior da fotocélula servindo de contato elétrico (catodo), o qual deve estar limpo antes de realizar a experiência. O mesmo deve ser feito com o eletrodo (anodo) de platina que deve ser eventualmente limpo de quaisquer traços de potássio (ver apêndice A).

Com as montagens das figuras 1 e 4 em funcionamento, poderão ser realizadas as medidas da corrente I (normalizada em relação à intensidade da linha amarela do espectro de Hg) em função da voltagem aplicada V' (tanto para V'>0 e V'<0) para cada uma das linhas espectrais da lâmpada de Hg indicadas na tabela I.

Cor	λ (nm)	Energia (eV)	$\nu(10^{14} \text{S}^{-1})$
amarelo	577,0	2,149	5,199
	579,0	2,142	5,181
verde	546,1	2,271	5,493
azul-verde	491,6	2,522	6,103
azul	435,8	2,845	6,884
	434,3	2,855	6,908
	433,9	2,858	6,914
violeta	404,7	3,064	7,413

Tabela I: Cores e respectivos valores de comprimentos de onda e energia e freqüência de algumas linhas do espectro de Hg.

Para V' < 0 recomenda-se fazer as medidas em intervalos de 0,1 volt o que possibilitará uma melhor determinação do potencial de retardo V'_0 , este pode ser determinado de duas maneiras:⁽²⁾

- Determinando o ponto de interseção das tangentes dos ramos extremos da curva *I* x *V* para cada comprimento de onda.
- Por interpolação, avaliando a voltagem quando a corrente começa a decrescer.
- 1. Com os resultados de V_0' para cada comprimento de onda, faça um gráfico, a partir do qual, será possível determinar a relação (h/e). Indique o erro experimental. Compare os resultados de ambos os métodos acima. Discuta seus resultados.
- 2. Calcule a velocidade máxima com que os elétrons saem do metal, para cada comprimento de onda. Discuta.
- 3. Da curva de saturação pode-se determinar ϕ_A . Compare os valores das funções trabalho ϕ_A e ϕ_c com os valores já conhecidos $\phi_A = 5,29V$ e $\phi_c = 2,15V$.

Perguntas

- 1. Discuta os aspectos do efeito fotoelétrico que a Física Clássica não consegue explicar e que foram resolvidas com a teoria quântica de Einstein.
- 2. Sugira um método para determinar a carga específica dos fotoelétrons (veja ref. 5).
- 3. Porque os elétrons saem do metal com velocidade menor que a sua velocidade máxima?
- 4. Porque se tem uma corrente negativa com o potencial de retardo?
- 5. Discuta algumas aplicações práticas da fotocélula.
- 6. A Espectroscopia fotoeletrônica envolve a medida da distribuição da energia cinética dos fotoelétrons emitidos por uma amostra, a qual é irradiada com fótons de alta energia (raios-X ou uma fonte ultravioleta, He *I* de 584 Å). Faça um diagrama esquemático de um espectrômetro fotoeletrônico explicando brevemente seu funcionamento, e discuta o espectro fotoeletrônico de um sólido ou uma molécula a sua escolha (veja ref. 7 e 8).

Nota: Cuidados com a fotocélula

- 1. Evite a incidência de luz excessiva sobre a fotocélula. Quando esta não estiver em uso, mantenha-a no escuro.
- 2. Para limpar o eletrodo de platina, desconecte a fotocélula e utilize o circuito mostrado na figura 4 (Peça orientação ao técnico se necessário).

Ligue a fonte e ajuste a corrente até um máximo de 1A durante 1 minuto. Desta maneira são removidos os átomos de potássio ou excessos de carga na superfície do fio de platina.

Referências

- 1. Textos de Física Moderna (Biblioteca IFSC)
- 2. A. C. Melissinos. Experiments in modern physics. Academic Press, New York (1966).
- 3. H. Semat. Introduction to atomic and nuclear physics, Rinehart and Co., Inc. New York (1958).
- 4. R. M. Eisberg, Resnick. Física Quântica (Biblioteca IFSC 530.12/E 36).
 - R. M. Eisberg, L. S. Lerner. Física, fundamentos e aplicações. Volume 4 seção 30.2 (Biblioteca IFSC 530.071/E 36 f).
- 5. C. J. Smith, A. R. Stokes. The principles of atomic and nuclear physics. Pág. 212 e 221 (Biblioteca IFSC 539.14/5644).
- 6. J. Rudnick, D. S. Tannhauser; Amer. J. Phys. 44 (8) 796 (1976).
- 7. T. L. James; Journal of Chemical Education 48 (11) 712 (1971).
 - H. Book e Ph. D. Mollère; J. Chem. Educ. 51 (8) 506 (1974).
- 8. Introdução à Física do Estado Sólido; C. Kittel (Biblioteca IFSC 530.41/K 62).